

# ABO-trol forte II

50 gebrauchsfertige Bedside-Testkarten zur ABO-Identifizierung vor der Bluttransfusion. Vorgefertigte Flüssigkeiten, je 75 µl monoklonales Anti-A (Maus) und Anti-B (Maus), ausreichend für eine Bestimmung.  
Klon-Bezeichnung/clone designation: Anti-A: Zellinex/ culture 1.B.1  
Anti-B: Zellinex/ culture 1.B.2  
Natriumazid/ sodium azide 17.5 µg

Konservierungsmittel/preservative: Natriumazid/ sodium azide 17.5 µg  
Hersteller/Manufacturer: ANTITOXIN GmbH  
Industriestraße 28, 69245 Bannweiler Dg  
Lagern bei/ storage at: +2 bis/ to +8 °C  
Ch.-B./Lot: 036  
Verw. bis./ Exp. date: 25.03.2014

NUR ZUR IN-VITRO-DIAGNOSTIK  
CE 0483



# ABO-trol® forte II

50 gebrauchsfertige Bedside-Testkarten zur ABO-Identifizierung vor der Bluttransfusion.  
39970

50 bedside-testcards ready for use for verification of ABO-compatibility prior to blood transfusion.  
ABO-trol / 750-01-0483

